

ORTHOeasy[®]

Kortikální kotvení

Kotevní šrouby OrthoEasy®Pins se samořezným závitem jsou barevně odlišeny pro rychlou identifikaci délky šroubu.

Vestibulární mini implantáty mají zámkovou hlavičku s křížovým slotem .022 x .025 a zaoblenou drážkou umožňující umístit drát do velikosti .019 x .025.



Chytrou nadstavbou pro palatinální kotvení je ucelený systém OrthoEasy®Pal (Pal znamená palatinální).

Miniimplantát byl vyvinut speciálně pro kotvení ortodontických aparátů v patře. Jeho pomocí lze rychleji a snadněji připevnit zařízení pro patrovou expanzi a distalizaci nebo mezializaci. Hlava šroubu má vnitřní závit, takže abutmenty lze jednoduše připevnit pomocí upevňovacího šroubu.



Umístění OrthoEasy Pal do patra.



Na hlavu je umístěn abutment a k němu je nabodováno zařízení.



Zařízení je připevněno k hlavě miniimplantátu pomocí přídržného šroubu.

Minišrouby nejsou sterilní – nutno vždy sterilizovat!

Size	Content	OrthoEasy [®]	OrthoEasy [®] Pal		Order No.
6x1,7 mm slot .022	5		-		1101A2306
8x1,7 mm slot .022	5		-		1101A2308
10x1,7 mm slot .022	5		-		1101A2310
8x1,7 mm	5	-			1201A2308

AKCE ORTHO EASY SYSTEM – platnost slevy do 30. 6. 2024

20 % sleva:


- OrthoEasy minišrouby | 101A2306, 101A2308, 101A2310 | **3.899,-** (původně 4.874,-)
- OrthoEasy PAL minišrouby | 1201A2308 | **4.514,-** (původně 5.643,-)
- Abutmenty | 1299-1004, 1299-1014 | **7.992,-** (původně 9.990,-)
- Čepičky | 1299-1005 | **7.992,-** (původně 9.990,-)

15 % sleva:

- Fixační šroubek | 1299-1003 | **2.287,-** (původně 2.690,-)
- Laboratorní PIN | 1299-1001 | **483,-** (původně 568,-)
- Fixační destičky | 1299-0100, 1299-0101, 1299-0102 | **2.967,-** (původně 3.490,-)
- OrthoEasy nástroje | 1299-006, -0015, 1199-0007, -0008, -0006 | **1.752,-** (původně 2.061,-)
- Accuguide čepelka | 1300-0002-010 | **12.742,-** (původně 14.990,-)
- OrthoEasy šroubovák | 1199-0002 | **6.664,-** (původně 7.840,-)
- OrthoEasy šroubovák | 322-0120, 322-0121 | **2.040,-** (původně 2.400,-)

SNAP LOCK EXPANDER – nejúžasnější výhody na první pohled

- Expander Snap Lock se neotočí zpět, pokud jej lékař nebo pacient neotočí sám. Po aktivaci spirály plochá pružina zaskočí.
- Když je expander správně aktivován otočením o ¼ otáčky, pacient i lékař ucítí uzamčení šroubu.
- Otvor v pružině je vždy ve správné pozici pro reaktivaci.
- V případě nadměrné aktivace lze expander vrátit/otočit zpět.



AKCE SNAP LOCK EXPANDER – platnost slevy do 30. 6. 2024

15 % sleva:

- Expander s rameny | A167-1239, A167-1439, A167-1639 | **3.396,-** (původně 3.995,-)
- Expander bez ramen | 169-1239, 169-1439, 169-1639 | **2.356,-** (původně 2.772,-)